

今、感染しているか 15分で検査できる※

検査精度

98.13%

検査
1回分

簡単! セルフ唾液
採取タイプ

変異株対応

基本情報

- 検体採取方法: 唾液検体
- 変異株: 対応品
- 保管条件: 2~30℃ (室温)
- 使用期限: 製造日から24カ月間 (個装箱に記載)
- 認定: CE認証品
- 製造元: Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd

セット内容



検査カセット	1
唾液採取袋	1
希釈液	1
抽出管	1
スポイト	1
取扱説明書	1

用途

唾液検体中の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の抗原(タンパク質)の有無を検出する研究用調査キットです。



AT新型コロナウイルス 抗原検査キット

抗原検査はこんな方にお勧め

- 無症状でも感染していないか知りたい
- お客様と対面するお仕事の方
- お仕事で出張が多い方
- 企業クラスターへのリスクマネジメント

※医薬品医療機器等法に基づき、本製品は抗原検査結果から新型コロナウイルス感染症の確定診断に使用するものではありませんので、確定診断が必要な場合は保健所又は医療機関へご相談ください。

研究用

検査
1回分

使用上の注意

- 本製品は、医薬品医療機器等法に基づく体外診断医薬品ではありません。
- ご使用前には説明書をよくお読みいただき、ご使用される方ご自身の責任による自己採取のもと正しくご使用ください。
- 本製品は、20歳以上の方を対象としております。



株式
会社

沖縄ユニホーム

TEL(098)857-4393

FAX(098)857-3394

<http://www.okinawauniform.com/>